

Иммунофлуориметрический автоанализатор TOSOH AIA-360



Срочные иммунохимические исследования

ТОЧНО • НАДЕЖНО • БЫСТРО

- Высокая точность результата, двухволновая флуоресцентная детекция
- Полный автомат
- До 25 проб и 25 тестов одновременно
- 36 анализов в час
- Возможно использование первичных пробирок для взятия крови
- Стабильность калибровки – 90 дней
- Продолжительность анализа – 20 минут
- Дозагрузка образцов и реагентов без остановки выполняемого анализа
- Ввод данных пациента по штрих-коду
- Память на 800 результатов
- Сенсорный монитор и встроенный принтер
- Компактное настольное исполнение
- Подключение к ЛИС



Любые анализы в любой комбинации и последовательности

Опухолевые маркеры	РЭА, АФП, ПСА общий, ПСА свободный, простатическая кислая фосфатаза, СА-19-9, СА-125, СА-15-3, бета-ХГЧ, бета-2-микроглобулин, ферритин
Гормоны щитовидной железы	ТТГ, Т4 общий, Т4 свободный, Т3 общий, Т3 свободный
Гормоны репродуктивной системы	ЛГ, ФСГ, ХГЧ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон
Маркеры сердечно-сосудистых патологий	тропонин I, миоглобин, креатинфосфокиназа МВ
Диабет	инсулин, С-пептид
Дополнительно	IgE общий, кортизол, гормон роста, паратиреоидный гормон

Анализатор автоматический иммуноферментный AIA-360 зарегистрирован в Росздравнадзоре – РУ РЗН 2020/12424 от 09.11.2020